

Společnost Osstell (zařízení pro testování stability implantátu, např. pro sledování úrovně osseointegrace), nyní oficiálně začlenila implantáty ICX do svého katalogu Smartpeg.

Zařazení je následující:

Implant Type	Smartpeg
ICX-Premium	Type 54
ICX-Premium 3.3 (Narrow)	Type 93
ICX Premium TL	Type 54
ICX Premium TL 3.3 (Narrow)	Type 93
ICX-Mini	Type 02

Schválená metoda

Na základě více než 1100 vědeckých studií je Osstellova metoda založena na měřeních XRF k vyhodnocení, zda je implantát stabilní nebo ne. Výsledkem je, že hodnota ISQ je mezi 1 a 100. Proto čím vyšší je ISQ, tím stabilnější je implantát.

Bezpečnost

U metody Osstell se rizika snižují. Pokud změříte stabilitu implantátu, získáte objektivní hodnotu, díky níž bude léčba předvídatelnější - dokonce i u pacientů s rizikovými faktory.

Zkrácená doba léčby

Okamžité zatížení implantátu je stále běžnější. Dnešní pacienti oceňují rychlé výsledky. Osstell Vás nechá čekat jen tak dlouho, jak je to nutné.