


# Vlastnosti a rozdílnosti produktů

## Bio-Oss x easy-graft



	<b>Bio-Oss (bovinní materiál) od společnosti GEISTLICH biomaterials</b>	<b>easy-graft (syntetický materiál) od společnosti SUNSTAR-GUIDOR</b>
<b>Původ materiálu</b>	bovinní	syntetický
<b>Typ materiálu</b>	chipsy	granule
<b>Balení</b>	malá lahvička + chipsy	Biolinker + stříkačka s granulátem
<b>Aplikace</b>	Aplikace chipsů in situ (na místo) pomocí lžičky nebo jiných nosičů není lehká – dislokace materiálu z defektu je běžná	Díky biolinkeru a lepivosti materiálu je aplikace EG velmi snadná – přímo ze stříkačky
<b>Míchání</b>	Je nutno míchat chipsy s krví nebo s fyziologickým roztokem, jinak hrozí ztráta materiálu během transportu	EG po vytlačení ze stříkačky je snadno tvarovatelný a výborně se mísí s krví, zaručena tuhost
<b>Možnost otevřeného léčení (open healing)</b>	Neaplikovatelné	Možnost otevřeného léčení (Open healing concept)
<b>Užití membrány</b>	Nutné užití membrány, často musí být fixovaná (pinovaná)	Není potřebná membrána
<b>X-Ray, rentgenové snímky</b>	Díky postupnému vstřebání Bio-Ossu nelze rozpoznat kost pacienta od bovinního náhradního kostního materiálu na rentgenovém snímku	Snadno rozeznatelný na rentgenovém snímku. Granule jsou bílé a viditelné