

## POZNEJTE PŘI INZERCÍ VÍCE KONTROLY A VÍCE BEZPEČNOSTI S NOVÝM



### ICX-INZERČNÍ NÁSTROJEM SE ŠROUBOVÝM SPOJEM

**OBJEDNACÍ Č.**  
**C-015-100000**



### ICX-INZERČNÍ NÁSTROJEM PRO KOLÉNKO SE ŠROUBOVÝM SPOJEM

**OBJEDNACÍ Č.**  
**C-015-110000**

Inzeruje samořezné implantáty i v nejtěžších situacích, správně umístěné pod plnou kontrolou. Žádné naklápění a distrakce v kortikální kosti.

Úplné dosednutí implantátu je garantováno přesně lícujícím dosednutím inzerčního nástroje na horní hranu strojově obrobeneho povrchu implantátu.

Velmi dobrý přenos síly při inzerování implantátů do lůžka implantátu díky velkému šestihranu zaváděcích nástrojů.

Během vyjímání nebo přenosu implantátů prostřednictvím tohoto šroubového spojení nedochází k oddělení inzerčního nástroje a ztrátě (vypadnutí) implantátu.

### DODÁVÁNO V SADÁCH:

**ICX-INZERČNÍ NÁSTROJ**  
**SE ŠROUBOVÝM SPOJEM**  
**C-015-100000**



**ICX-INZERČNÍ NÁSTROJ**  
**PRO KOLÉNKO SE ŠROUBOVÝM SPOJEM**  
**C-015-110000**

**Možné varianty sady:**

2 x ICX-inzerční nástroj se šroubovým spojem

**nebo**

2 x ICX-inzerční nástroj pro kolénko se šroubovým spojem

**nebo**

1 x inzerční nástroj se šroubovým spojem

**a**

1 x inzerční nástroj pro kolénko se šroubovým spojem

